

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Úchyt podvozku v sanitním vozidle s vnitřním vodícím systémem pro snazší nakládání a vykládání
- Vyrobeno z nerezové oceli pro lepší trvanlivost a odolnost proti korozi
- Navrženo pro snadnou montáž do sanitního vozidla
- Splňuje evropskou normu EN 1789

SPECIFIKACE

Typ	F102
Délka	
Model F102V08M01	186 cm
Model F102V08M02	183 cm
Šířka	38 cm
Výška	
Model F102V08M01	9 cm
Model F102V08M02	17 cm

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

Model kompatibilní
s podvozkiem Extero
a monoblokiem Sanero
F102V08M01



Model kompatibilní
s monoblokiem Contero
F102V08M02

