

# Vivera Fastener F401

**STANDARDNÍ VÝBAVA**

- Plně mechanický nakládací a úchytný systém
- Integrované nabíjení nosítka
- Vodící systém navádí nosítka pro dosažení maximální bezpečnosti a rychlosti během nakládání a vykládání
- Navrženo pro snadnou montáž do sanitního vozidla
- Splňuje evropskou normu EN 1789

**VOLITELNÁ VÝBAVA**

- Vzduchově odpružená platforma
- Boční posuv

**SPECIFIKACE**

Typ	<b>F401</b>
Délka	<b>200 cm</b>
Šířka	<b>57 cm</b>
Hmotnost	<b>66 kg</b>
Maximální nosnost	<b>400 kg</b>
Doporučená nájezdová výška	<b>&lt; 95 cm</b>

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

