

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Anatomický sedák a opěradlo pro vysoký komfort pacienta
- Zadní výklopná madla pro přenášení
- Přední výsuvná madla pro přenášení
- Boční sklopné opěry rukou
- Výklopná opěra nohou
- Čtyřbodový pasový systém
- Brzdy na zadních kolech nebo předních kolech
- Ergonomické ovládání
- Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu
- Oranžový rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním
- Lehká hliníková konstrukce
- Vhodné pro tlakové mytí

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Zadní výsuvná madla pro přenášení

SPECIFIKACE

Typ	K118
Délka	84 cm
Šířka	57 cm
Výška	117 cm
Hmotnost ¹	16 kg
Pojezdová kola	
Průměr pevných kol	15 cm
Průměr otočných kol	12,5 cm
Maximální nosnost	250 kg
Doporučený úchytný systém ²	F202 Clubfix

¹ Křeslo je váženo bez matrace a pasů.

² S doporučeným úchytným systémem F202 splňuje dynamický test podle EN-1789.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

