

Sanero M201

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ovládání předních kol umožňuje jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze
- Sedm výškových pozic
- Automatické zamykání nohou při zvedání podvozku
- Jednočlenná obsluha
- Dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla
- Brzdy na zadních kolech
- Reflexní prvky
- Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu
- Lehká hliníková konstrukce
- Vhodné pro tlakové mytí
- Boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky
- Plně polohovatelný podlavník a podnožník pomocí plynových pružin

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou podvozku
- Příkladový zámek pro zajištění polohování nohou v nejnižší poloze
- Plně polohovatelná opěrka hlavy pomocí plynové pružiny
- Plně polohovatelná lýtková část pomocí plynové pružiny



SPECIFIKACE

Typ	M201
Délka	194 cm
Šířka	56 cm
Nájezdová výška	59 cm nebo 70 cm
Výška	
Pozice 1	89/100 cm
Pozice 2	84/94 cm
Pozice 3	78/87 cm
Pozice 4	72/80 cm
Pozice 5	66/73 cm
Pozice 6	59/64 cm
Pozice 7	32/32 cm
Hmotnost ¹	42 kg
Pojezdová kola	
Průměr	20 cm
Šířka	5 cm
Polohování	
Podlavník	0° - 90°
Podnožník	0° - 30°
Polohování hlavy ²	-30° - +35°
Polohování lýtek ²	0° - 50°
Maximální nosnost	250 kg
Úchytný systém	F102 Rolfix

¹ Nosítka jsou vážena bez matrace a pásů.

² Volitelné.

S doporučeným úchytným systémem F102 splňuje dynamický test podle EN-1789.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.