

Vivera Monobloc M301

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Bateriově napájený hydraulický zvedací systém
- Integrovaná baterie s BMS
- Automatické nabíjení baterie v úchytném systému
- Páka pro nouzové manuální ovládání
- Indikátor stavu baterie
- Nastavitelná nájezdová výška
- Vysoceviditelný rám ošetřený práškovým lakováním
- Integrované gumové nárazníky
- Možnost zkrácení délky
- Boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky
- Plně polohovatelný podhlavník a podnožník pomocí plynových pružin
- Gumová kola pro lepší absorpci nerovností
- Ovládání předních kol umožňuje jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze
- Čtyřbodový pásový systém a dva příčné pásy
- Anatomická matrace a polštář
- Brzdy na zadních kolech

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Matrace s integrovaným dětským zádržným systémem
- Samonavíjecí pásy
- Prodloužení hlavové opěrky
- Boční madla rozšiřující ložnou plochu
- Plně polohovatelná opěrka hlavy pomocí plynové pružiny (není kompatibilní s prodloužením hlavové opěrky)
- Plně polohovatelná lýtková část pomocí plynové pružiny



SPECIFIKACE

Typ	M301
Délka	
Standardní	200 cm
Minimální	160 cm
Šířka	60 cm
Výška	
Nejvyšší pozice	133 cm
Nejnižší pozice	38 cm
Hmotnost ¹	75 kg
Pojezdová kola	
Průměr	15 cm
Šířka	5 cm
Polohování	
Podhlavník	0° - 90°
Podnožník	0° - 30°
Polohování hlavy ²	-30° - +35°
Polohování lýtek ²	0° - 50°
Prodloužení hlavové opěrky ²	+29 cm
Rozšířená ložná plocha ²	94 cm
Kapacita baterie	5 Ah
Maximální nosnost	320 kg
Doporučená nájezdová výška	< 95 cm
Úchytný systém	F401

¹ Nosítka jsou vážena včetně baterie, bez matrace a pásů.

² Volitelné.

S doporučeným úchytným systémem F401 splňuje dynamický test podle EN-1789.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.