

### STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ovládání předních kol umožňuje jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze
- Sedm výškových pozic
- Automatické zamykání nohou při zvedání podvozku
- Jednočlenná obsluha
- Dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla
- Bzdy na zadních kolech
- Reflexní prvky
- Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu
- Výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky
- Lehká hliníková konstrukce
- Vhodné pro tlakové mytí
- Boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky
- Plně polohovatelný podlavník a podnožník pomocí plynových pružin

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou podvozku
- Příkladový zámek pro zajištění polohování nohou v nejnižší poloze
- Boční výsuvná madla
- Plně polohovatelná opěrka hlavy pomocí plynové pružiny
- Plně polohovatelná lýtková část pomocí plynové pružiny

<sup>1</sup> Nosítka jsou vážena bez matrace a pasů.

<sup>2</sup> S doporučeným úchytným systémem F102 splňuje dynamický test podle EN-1789.

<sup>3</sup> Volitelné.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.



### SPECIFIKACE PODVOZKU

Typ	<b>P113</b>
Délka	<b>194 cm</b>
Šířka	<b>56 cm</b>
Nájezdová výška	<b>59 cm nebo 70 cm</b>
Výška (nájezdová výška 59/70 cm)	
Pozice 1	<b>89/100 cm</b>
Pozice 2	<b>84/94 cm</b>
Pozice 3	<b>78/87 cm</b>
Pozice 4	<b>72/80 cm</b>
Pozice 5	<b>66/73 cm</b>
Pozice 6	<b>60/64 cm</b>
Pozice 7	<b>32/32 cm</b>
Hmotnost	<b>28 kg</b>
Pojezdová kola	
Průměr	<b>20 cm</b>
Šířka	<b>5 cm</b>
Maximální nosnost	<b>275 kg</b>
Úchytný systém <sup>2</sup>	<b>F102 Rolfix</b>

### SPECIFIKACE NOSÍTKA

Typ	<b>N114</b>
Délka	<b>195 cm</b>
Šířka	<b>56 cm</b>
Výška	<b>12 cm</b>
Hmotnost <sup>1</sup>	<b>20 kg</b>
Maximální nosnost	<b>250 kg</b>
Délka vysunutí madla	<b>27 cm</b>
Polohování	
Podlavník	<b>0° - 90°</b>
Podnožník	<b>0° - 30°</b>
Polohování hlavy <sup>3</sup>	<b>-30° - +35°</b>
Polohování lýtek <sup>3</sup>	<b>0° - 50°</b>